Instruções de utilização

Instrumentos rotativos e de separação

Válido a partir de: 09.02.2023 Versão: 02





CM Instrumente GmbH

Gänsäcker 56 78532 Tuttlingen Tel:+49 (0) 7462 / 20420-70 Fax: +49 (0) 7462 / 20420-81 http://www.cm-instrumente.de info@cm-instrumente.de

SRN DE-MF-000005588

1 Informações importantes



Leia atentamente estas instruções de utilização antes de cada aplicação e mantenha-as facilmente acessíveis a todos os utilizadores ou ao respetivo pessoal especializado.



Ler atentamente os avisos assinalados com este símbolo. A utilização incorrecta dos produtos pode resultar em lesões graves para o doente, os utilizadores ou terceiros.

2 Âmbito de aplicação

Os instrumentos devem ser utilizados de acordo com a sua utilização prevista nos domínios médicos e apenas por pessoal qualificado e com formação adequada. O médico assistente e/ou o utilizador é responsável pela escolha do equipamento para aplicações específicas e/ou utilização cirúrgica, pela formação e informação adequadas e pela experiência suficiente no manuseamento do equipamento.

3 Produtos / Utilização prevista

Os instrumentos rotativos e separadores destinamse a tratamentos cirúrgicos invasivos e, em parte, também a tratamentos não cirúrgicos invasivos em várias especialidades da medicina (com duração inferior a 60 min.). Correspondem à classe de risco l/lr

lr.		
Família de produtos Serra		
(UDI-DI de base)	Utilização prevista	
Serra cirúrgica manual, rígida	Instrumento tipicamente utilizado em cirurgia	
40492163256388	ortopédica para cortar osso ou outro tecido corporal através de uma	
	ação de serrar executada pelo utilizador.	
Serra cirúrgica manual, flexível 404921644987A3	Instrumento tipicamente utilizado em cirurgia ortopédica ou neurológica	
	para cortar osso através de uma ação de serra executada pelo operador.	
Serra nasal 4049216429008F	Instrumento concebido para cortar osso e/ou cartilagem no nariz.	
Serra de gesso 4049216444458S	Dispositivo concebido para cortar ou aparar o gesso de um molde.	
Lâmina de corte fundida 4049216444458S	Dispositivo destinado a ser utilizado com uma ferramenta de remoção de gesso (cortador de gesso) para cortar	
Serra de anel de dedo 40492163256388	material fundido. Instrumento para cortar anéis.	
Família de produto	s Furador	
(UDI-DI de base)	Utilização prevista	
Furador de osso 4049216152757X	Instrumento cirúrgico que é utilizado para fazer furos no osso.	
Família de produto perfuração	· ·	
(UDI-DI de base)	Utilização prevista	
Peça de mão rotativa cirúrgica	Um dispositivo cirúrgico destinado a ser utilizado	
manual 4049216362358G	para fornecer movimento rotativo a uma peça terminal (não incluída)	

	durante um procedimento cirúrgico.
Broca cirúrgica canelada 4049216323907Z	Haste metálica com um gume obtuso, em forma de V, concebida para ser rodada para perfurar o osso e criar um orifício com a mesma dimensão
	que o diâmetro da haste.
Escareador ortopédico para ressecção óssea 40492164511487	Instrumento concebido para ressecar o osso (cortar parte do osso) e moldar com precisão uma
Batida de ossos	área específica do osso.
4049216175078B	Instrumento concebido para cortar roscas internas no osso, de modo a que as roscas facilitem a inserção de parafusos ósseos.
Família de produtos	
(UDI-DI de base)	Utilização prevista
Punção de perfuração da pele 4049216352898Y	Instrumento concebido para cortar secções (núcleo) de pele como parte de um procedimento dermatológico para remover lesões cutâneas ou para obter amostras de tecido cutâneo.
Instrumento manual de trefina da córnea 40492163282289	Instrumento para cortar e remover pedaços circulares de tecido da córnea (botões da córnea).

4 Contraindicação

Os instrumentos só podem ser utilizados para o fim a que se destinam por pessoal devidamente formado e qualificado. Os produtos não se destinam a ser utilizados no coração e no sistema circulatório e nervoso central.

Os produtos não se destinam a ser ligados a dispositivos médicos activos. Existe um risco de lesões para os doentes e utilizadores quando se utilizam simultaneamente dispositivos de RF, RF ou laser

Os produtos são contra-indicados para todas as outras utilizações, exceto para as técnicas mencionadas na(s) finalidade(s)/indicação(ões) pretendida(s).

Contra-indicações específicas do produto

Não são conhecidas contra-indicações.

Efeitos secundários indesejáveis / complicações / riscos

∆ Geral

Após o contacto com o instrumento, podem ser desencadeadas reacções de
hipersensibilidade em doentes com
intolerâncias materiais ao aço inoxidável. No
caso de uma reação deste tipo, o
procedimento deve ser imediatamente
interrompido e devem ser tomadas as
medidas necessárias.
Quebra dos instrumentos
Lesões nos vasos, tecidos e nervos
infecções
Perfuração de tecidos, vasos e cavidades
Após a hemorragia
Necroses
Tromboses

⚠ Complicações / efeitos secundários / riscos relacionados com o tratamento

	Ingestão de componentes
	Lesões no ambiente (tecidos, vasos, órgãos,
	nervos)
	Lesões no utilizador
	Prolongamento da PO
П	Restos de pecas residuais

Hemorragia

No decurso da monitorização do mercado, podem ser identificadas outras potenciais complicações/efeitos secundários:

Awl

	Those de quebra des menamentes
	Lesões no doente e no utilizador
	Restos de peças residuais
	Prolongamento da PO
	Defeitos de material (fissuras)
	Cepo de ponta
	Contaminação durante o reprocessamento
	(restos de tecido)
	Formação de rebarbas

Risco de quebra dos instrumentos

Perfurar

Punção incorrecta do osso
Risco de fratura
Necrose
Sobreaquecimento das ferramentas
Prolongamento da PO
Não compatível com peças de mão
Corrosão das brocas
Irritação dos tecidos moles
Hematomas
Lesões nos tecidos, vasos, órgãos, nervos
Prolongamento do processo de cicatrização
Defeitos de material (fissuras)
Cepo de ponta
Contaminação durante o reprocessamento

Alargador de ossos

(resíduos de tecidos) Formação de rebarbas na broca

Restos de peças residuais

Lesões no doente e no utilizador

	J
	Fratura
	Sem corte
	Corrosão das fresas
	Não compatível com o dispositivo de
	inserção
	Defeitos de material (fissuras)
	Contaminação durante a preparação
	(resíduos de tecidos)
	Formação de rebarbas
	Peças restantes
	Lesões no doente e no utilizador
	Prolongamento da PO
Batida de ossos	

П	Peças restantes
	Lesões no doente e no utilizador
	Prolongamento da PO
Bat	tida de ossos
	Falha do parafuso de ancoragem desejado
	do osso
	Fratura
	Prolongamento da PO
	Reação dos tecidos
	Corpo estranho encapsulado num tecido ou
	implante.
	Não compatível com o dispositivo de
	inserção
	Deformação da rosca (aplicação incorrecta
	Contaminação durante o reprocessamento
	(restos de tecido)
	Formação de rebarbas
	Peças restantes
	Lesões no doente e no utilizador
Sei	rra de gesso
	Queimaduras
5	Precauções e advertências
	-

⚠ Atenção!

Os instrumentos foram concebidos exclusivamente para uso cirúrgico e não devem ser utilizados para qualquer outro fim. O manuseamento e os cuidados inadequados, bem como a utilização incorrecta, podem levar ao desgaste prematuro dos instrumentos.

Instruções de utilização

Instrumentos rotativos e de separação

Válido a partir de: 09.02.2023 Versão: 02



⚠ Intolerância aos materiais

Os instrumentos não devem, em caso algum, ser utilizados se o utilizador ou o pessoal especializado tiverem conhecimento de que o doente é intolerante ao material.

⚠ Deficiência funcional

Os instrumentos cirúrgicos corroem e perdem a sua funcionalidade se entrarem em contacto com substâncias agressivas. Por isso, é necessário respeitar as instruções de armazenamento e esterilização.

⚠ Condições de funcionamento

Os produtos supramencionados requerem uma manutenção e cuidados correctos, de modo a garantir o seu funcionamento seguro. Além disso, antes de cada utilização, deve ser efectuado um teste de funcionamento e um controlo visual. Por este motivo, é necessário prestar atenção aos respectivos capítulos destas instruções de utilização.

⚠ Combinação com outros produtos

Se os produtos forem montados novamente após a desmontagem, as peças individuais não podem ser substituídas por peças de outros fabricantes! Se a utilização prevista do produto implicar a troca de determinadas peças (por exemplo, acessórios diferentes), não podem ser utilizadas peças de outros fabricantes! Recomendamos a compra de outros acessórios (por exemplo, detergentes) na CM Instrumente GmbH.

\triangle Armazenamento

Não existem requisitos de armazenamento específicos para os produtos. No entanto, recomendamos que os produtos médicos sejam armazenados num ambiente limpo e seco.

⚠ Doença de Creutzfeldt Jakob

No que diz respeito ao reprocessamento de dispositivos médicos que tenham sido utilizados em doentes ou suspeitos de sofrerem ou suspeitarem de sofrerem da doença de Creutzfeldt-Jacob (DCJ) ou da sua variante (vDCJ), devem ser respeitados os requisitos especificados no anexo correspondente das directrizes para a higiene hospitalar e a prevenção de infecções, bem como os requisitos especificados nas publicações do Bundesanstalt für Wirtschaft. Os dispositivos médicos que foram utilizados neste grupo de doentes devem ser eliminados por incineração (Catálogo Europeu de Resíduos EAK 18 01 03) sem risco. O calor seco, o etanol, o formaldeído e o glutaraldeído têm um efeito fixador mas não inactivador sobre os agentes patogénicos das EET. Dos métodos de esterilização disponíveis, apenas a esterilização a vapor (especialmente 134°C, 18 minutos) demonstrou ter um efeito limitado.

⚠ Instrumentos pontiagudos / cortantes

É necessário ter cuidado ao manusear instrumentos com pontas ou arestas afiadas.

Produtos combinados e acessórios

Os produtos não são aplicados com outros produtos e são oferecidos sem acessórios.

Responsabilidade e garantia

Como fabricante, a CM Instrumente GmbH não se responsabiliza por danos consequentes de uma utilização ou manuseamento incorrectos. Isto aplica-se, em particular, a uma utilização que não esteja de acordo com a finalidade definida ou ao incumprimento das instruções de preparação e esterilização. Isto também se aplica a reparações ou alterações ao produto que não sejam efectuadas por pessoal autorizado do fabricante. Estes avisos de isenção de responsabilidade também se aplicam aos serviços de garantia.

Esterilidade

⚠ Estado aquando da entrega

Os produtos médicos são fornecidos num estado não esterilizado e têm de ser preparados e esterilizados pelo utilizador antes da primeira aplicação e de qualquer aplicação subsequente, de acordo com as instruções seguintes.

Reprocessamento

Avisos

- O reprocessamento frequente prejudica a qualidade dos produtos.
- A água da cidade a utilizar deve estar em conformidade com a DIRECTIVA 98/83/CE DO CONSELHO, de 3 de novembro de 1998, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano.
- Esta instrução de tratamento especifica os detergentes e desinfectantes utilizados para a validação. Se for utilizado um detergente e desinfetante alternativo (lista RKI ou VAH), a responsabilidade recai sobre o reprocessador.
- Voltar a montar os produtos desmontados antes da esterilização.
- O reprocessamento só pode ser efectuado por pessoal médico qualificado. O reprocessamento da máquina tem de ser qualificado e validado pelo utilizador. As máquinas de lavar e desinfetar têm de cumprir integralmente os requisitos da norma DIN EN ISO 15883.

Os primeiros passos de um reprocessamento correto têm lugar no bloco operatório. Se possível, as contaminações grosseiras devem ser removidas antes de armazenar os instrumentos. Para o efeito, os instrumentos devem ser lavados com água fria da torneira (<40°C). Se este procedimento não for suficiente para remover a sujidade evidente, pode ser utilizada uma escova de plástico macia para remover a sujidade.

Sempre que possível, a remoção a seco (humedecida, sistema fechado) deve ser o método de escolha. Deve ser evitada a secagem de quaisquer resíduos! Sempre que possível, deve ser dada preferência à eliminação por via seca, uma vez que, com a eliminação por via húmida, a permanência prolongada dos dispositivos médicos em soluções pode levar a danos materiais (por exemplo, corrosão). Em ambos os tipos de remoção, devem ser evitados longos períodos de espera até ao reprocessamento, por exemplo, durante a noite ou ao fim de semana (<60 minutos).

⚠ Transporte

Os produtos devem ser eliminados num estado seco imediatamente (<60 min) após a utilização, se possível. Isto significa que os produtos têm de ser transportados num recipiente fechado desde o local de aplicação até à purificação, de modo a que os produtos não seguem

Preparação da descontaminação

Os produtos devem ser desmontados antes das etapas de reprocessamento seguintes e/ou devem ser expostos às etapas de reprocessamento seguintes em condições abertas, sempre que possível. Deve evitar-se a presença de resíduos de enxaguamento. Os produtos devem ser reprocessados em cestos de rede ou protectores de enxaguamento adequados (escolher o tamanho de acordo com o produto). Os produtos devem ser colocados no cesto de limpeza a uma distância mínima uns dos outros. Evitar a sobreposição de modo a excluir a possibilidade de danificar os produtos durante o processo de limpeza.

1. Pré-limpar completamente os produtos sob água fria (água potável da cidade com qualidade <40°C) com uma escova macia.

- 2. Lavar as cavidades e as áreas de difícil acesso, as fendas e as ranhuras do instrumento com água fria (água potável da cidade com uma qualidade inferior a 40°C) durante 60 segundos, utilizando uma pistola de pressão de água.
- 3. Mergulhar os produtos num produto de limpeza alcalino (0,5 % Neodisher Mediclean forte) num banho de ultra-sons a 35 kHz durante 5 minutos. 4. Enxaguar os produtos em água fria (água potável da cidade de qualidade <40°C) durante 15
- 5. Lavar as cavidades e as áreas de difícil acesso, as fendas e as ranhuras do instrumento com água fria (água potável da cidade com uma qualidade inferior a 40°C) durante 30 segundos, utilizando uma pistola de pressão de água.

Limpeza/desinfeção

Processo automatizado de limpeza e/ou desinfeção

(Desinfectora Miele G7835 CD de acordo com a norma ISO 15883):

1 Pré-limpeza durante 1 minuto Drenagem da água Pré-limpeza durante 4 minutos Drenagem da água Limpar durante 6 minutos a 58°C +/- 1°C utilizando 0,5 % de detergente alcalino (0,5 % Neodisher Mediclean forte) Drenagem da água 3 minutos Neutralização (0,1 % NeodisherZ) com água fria Drenagem da água Limpar durante 2 minutos com água FD

Desinfeção automatizada

Desinfeção térmica automatizada num dispositivo de limpeza e desinfeção, tendo em conta os requisitos nacionais para o valor A0; por exemplo, valor A0 3000:

< 5 minutos a >95° C.

Secagem automatizada

Secagem automatizada de acordo com a operação de secagem do dispositivo de limpeza e desinfeção durante, pelo menos, 30 minutos a 92°C +/- 2°C

10 Esterilização

(Typ B Autoclave da Tuttmauer de acordo com a norma DIN EN 13060

Esterilização de produtos com um método de prévácuo fraccionado (de acordo com a norma DIN EN ISO 17665-1), tendo em consideração os respectivos requisitos nacionais. A esterilização dos produtos deve ser efectuada em embalagens de esterilização adequadas, de acordo com as normas DIN EN ISO 11607-1 e EN 868.

A esterilização deve ser concluída utilizando um método de pré-vácuo fraccionado com os seguintes parâmetros:

134°C,
5 minutos de espera
3 ciclos de pré-vácuo
Secagem no vácuo durante pelo menos 20
minutos

Devem ser respeitadas as Instruções de Utilização do fabricante do autoclave e as direcções recomendadas para o carregamento máximo de produtos a esterilizar. O autoclave deve ser instalado, mantido, validado e calibrado de acordo com os requisitos.

⚠ Informações adicionais

O reprocessador é responsável por garantir que o reprocessamento efetivo, incluindo o equipamento utilizado, os materiais e o pessoal envolvido na instalação de reprocessamento, alcança os resultados desejados. Normalmente, isto requer a validação e a monitorização de rotina do método e do equipamento utilizado.

Instruções de utilização

Instrumentos rotativos e de separação

Válido a partir de: 09.02.2023 Versão: 02



11 Manutenção-Controlo-Inspeção

Arrefecer os instrumentos até à temperatura ambiente!

Inspeção visual (antes da montagem):

Verificar a superfície dos instrumentos ou dos componentes individuais antes da montagem. Prestar especial atenção ao controlo das juntas (parte final), perfis, ranhuras e outras estruturas de difícil acesso:

 Existe alguma sujidade ou resíduo residual?
 Em caso afirmativo, nova limpeza manual e nova limpeza e desinfeção mecânicas completas.

Impeza e desinteçao mecanicas completas.
 São visíveis vestígios de corrosão (ferrugem, pitting)?

A superfície está danificada por fissuras (incluindo fendas finas) ou outros sinais de desgaste?

☐ A etiqueta do instrumento já não é legível? Em caso afirmativo, o instrumento em causa deve ser marcado e imediatamente selecionado e substituído.

Montagem e manutenção

 Montar os instrumentos desmontados de uma forma funcionalmente correcta.

Tratar manualmente as peças móveis, tais como juntas, roscas e superfícies de deslizamento, com óleo para instrumentos adequado e aprovado por médicos (produto de tratamento esterilizável a vapor à base de parafina/óleo branco, biocompatível de acordo com a norma da UE). Norma da UE) Distribuir o óleo na junta abrindo e fechando várias vezes, retirar o excesso de produto de conservação com um pano limpo e sem

Não utilizar óleo mineral ou lubrificante de silicone! Não mergulhar completamente os instrumentos no produto de manutenção!

Teste de funcionamento

Durante o controlo de funcionamento, prestar especial atenção aos seguintes aspectos e possíveis anomalias:

 Sem danos, tais como pontas partidas, peças dobradas ou soltas (parafusos)

Fecho correto dos maxilares

Funcionamento correto e seguro dos fechos e bloqueios

Movimento fácil e uniforme dos manípulos, tão livre de folgas quanto possível

Função de corte correcta das tesouras Re- e pressão de mola em ordem (punções,

alicates de goivagem, etc.)

Continuidade do lum

 Sem outros sinais de desgaste, por exemplo, nas juntas, no isolamento ou nos revestimentos

Se forem detectados defeitos durante o teste de funcionamento, os instrumentos devem ser marcados e excluídos da utilização posterior sem qualquer falha.

12 Vida útil dos produtos

A vida útil dos produtos resulta do seu funcionamento, do reprocessamento cuidadoso de acordo com estas instruções e do manuseamento cuidadoso dos instrumentos. Por conseguinte, não pode ser estabelecido um limite para o número de ciclos de reprocessamento em todos os casos. No entanto, foram simulados 100 ciclos de reprocessamento, que não revelaram qualquer comprometimento da funcionalidade, da biocompatibilidade e da identificação dos produtos. O utilizador reconhece o fim do ciclo de utilização pelos possíveis defeitos e propriedades limitadoras dos produtos indicados na manutenção, inspeção e teste.

13 Serviço e reparação

⚠ Serviço e reparação

Não efetuar quaisquer reparações ou alterações no produto. O pessoal autorizado do fabricante é o único responsável por esses trabalhos. Se desejar fazer reclamações ou perguntas, ou dar-nos

conselhos sobre os nossos produtos, não hesite em contactar-nos

⚠ Devoluções

Os produtos defeituosos ou não conformes devem passar por todo o processo de reprocessamento antes de serem devolvidos para reparação/serviço.

14 Embalagem, armazenamento e eliminação

Embalagem normalizada dos produtos para esterilização de acordo com a norma ISO 11607 e FN 868

Armazenar os produtos esterilizados num ambiente seco, limpo e sem pó, protegido contra danos, a temperaturas moderadas.

Os produtos médicos do fabricante devem ser armazenados e conservados em embalagens individuais, caixas ou recipientes de proteção. Por favor, manuseie os instrumentos com cuidado durante o transporte, armazenamento e reprocessamento. O utilizador e/ou o pessoal especializado a ele destinado é responsável por garantir que o estado estéril é mantido após a esterilização.

A eliminação dos produtos, das embalagens e dos acessórios deve ser efectuada de acordo com as regras e a legislação em vigor. O fabricante não fornece qualquer instrução específica sobre este assunto.

15 Obrigações de comunicação

Os defeitos de produto que tenham ocorrido durante a utilização correcta dos nossos produtos devem ser comunicados diretamente a nós, enquanto fabricante, ou ao seu revendedor especializado.

Os defeitos em que os doentes, utilizadores ou terceiros tenham sido prejudicados pelos produtos (os chamados incidentes notificáveis) devem ser imediatamente comunicados ao fabricante e, se necessário, à sua autoridade competente e responsável. Esta comunicação de incidentes deve ser efectuada imediatamente após a sua ocorrência, para que possam ser cumpridos os prazos de comunicação importantes. Os produtos afectados devem ser eliminados, reprocessados e enviados ao fabricante para análise. O seu revendedor terá todo o prazer em aiudá-lo nesta tarefa.

Ápós a receção da sua notificação, informá-loemos, num prazo razoável, sobre as medidas adicionais necessárias.

16 Informações adicionais

Se os produtos químicos e as máquinas aqui descritos não estiverem disponíveis, e se o processo de reprocessamento não puder ser realizado como descrito, é da responsabilidade do utilizador validar o seu processo em conformidade.

Mais informações sobre o reprocessamento de dispositivos médicos:

☐ Internet: http://www.rki.de

Internet: http://www.a-k-i.org

Requisitos de higiene para o reprocessamento de dispositivos médicos Recomendação da Comissão de Higiene Hospitalar e Prevenção de Infecções do Instituto Robert Koch (RKI) e do Instituto Federal de Medicamentos e Dispositivos Médicos (BfArM) sobre os "Requisitos de higiene para o reprocessamento de

dispositivos médicos"
DIN 96298-4 Controlo funcional no processo
de reprocessamento

17 Outros documentos aplicáveis

As instruções para a desmontagem correcta dos produtos listados podem ser encontradas na nossa página inicial:

www.cm-instrumente.de/ifu

 Instruções de desmontagem dos instrumentos

18 Descrição dos símbolos utilizados

\triangle	Atenção!
(i	Respeitar as instruções de utilização
REF	Número do artigo
LOT	Designação do lote
CExxxx	Rotulagem CE, se necessário m número de identificação do organismo notificado.
Mer STERILE	Indicação de um produto não estéril
—	Nome e endereço do fabricante
سا	Data de fabrico
MD	Dispositivo médico
UDI	Identificação única do dispositivo, código para identificar um produto
SRN	Número de registo do fabricante na base de dados EUDAMED