Mode d'emploi

Instruments de grattage, de desserrage

Valable à partir du 09.02.2023 version : 02





CM-Instrumente GmbH

Gänsäcker 56 78532 Tuttlingen Tél:+49 (0) 7462 / 20420-70 Télécopieur : +49 (0) 7462 / 20420-81 http://www.cm-instrumente.de info@cm-instrumente.de

SRN DE-MF-000005588

1 Remarque importante



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant chaque utilisation et conservez-le à portée de main de l'utilisateur ou du personnel spécialisé concerné.



Lisez attentivement les avertissements signalés par ce symbole. Une utilisation inappropriée des produits peut entraîner des blessures graves pour le patient, l'utilisateur ou des tiers.

2 Champ d'application

Les instruments doivent être utilisés exclusivement pour l'usage auquel ils sont destinés dans les spécialités médicales par un personnel dûment formé et qualifié. Le médecin traitant ou l'utilisateur est responsable du choix des instruments pour des applications spécifiques ou une utilisation opérationnelle, de la formation et de l'information appropriées ainsi que de l'expérience suffisante pour la manipulation des instruments.

3 Produits / Destination

Les instruments à gratter et à détacher sont destinés à des traitements chirurgicaux invasifs et parfois aussi à des traitements invasifs non chirurgicaux dans differentes spécialités médicales (de moins de 60 min.). Ils correspondent à la classe de risque I/Ir.

ciasse de risque //ir.			
Famille de produits Curettes, cuillères, raspatoires			
(base UDI-DI)	Destination		
Curette pour les os	Instrument permettant		
4049 216313357J	d'éliminer le tissu osseux		
	sans traumatiser les		
	muscles environnants.		
Intrauterinkürette	Instrument utilisé pour		
4049216325948K	retirer des tissus par		
	curetage du revêtement		
	utérin lors d'une intervention		
	gynécologique,		
	généralement pour retirer		
	un embryon/fœtus précoce		
0 " 1 1 '	ou non viable.		
Curette de biopsie de l'endomètre	Instrument permettant de		
4049216468719V	prélever de petites quantités de sécrétions endométriales		
4049216468719V	et/ou de tissus de l'utérus à		
	des fins de biopsie.		
Curette pour les	Instrument permettant		
yeux	d'éliminer les corps		
4049216465499M	étrangers/objets qui ont		
4043210400433W	pénétré ou adhéré à la		
	surface du globe oculaire.		
Curette endaurale	Instrument utilisé pour		
40492164752298	gratter le conduit auditif et		
	lors d'interventions dans		
	l'oreille moyenne.		
Curette	Instrument permettant de		
sinusoïdale	racler et/ou d'exciser les		
4049216475259E	tissus de l'un des sinus		
	(frontal, sphénoïdal,		
	ethmoïdal, maxillaire).		
Couteau de	Instrument dentaire manuel		
modelage dentaire	pour la réalisation et la		
pour obturations	finition de formes		
en résine	anatomiques dans les		
4049216418618P	reconstructions dentaires en		
	résine.		

	,
Couteau de	Instrument dentaire pour la
modelage dentaire	réalisation et la finition de
pour amalgame	formes anatomiques dans
4049216357939G	les reconstructions
	dentaires en amalgame.
Cuillère utérine	Instrument permettant
4049216468709T	d'atteindre et de racler
40432104007031	(creuser ou cuiller) le tissu
	muqueux d'une zone
	spécifique de l'utérus lors
	d'une intervention
	gynécologique.
Curette à usage	Instrument utilisé pour racler
général	et/ou exciser des tissus
4049216625589G	dans une grande variété de
	sites anatomiques.
Gallensteinlöffel	Instrument permettant
4049216135097K	d'enlever les calculs
10.102.10.100001.11	biliaires.
Curette	Élimination du tartre des
parodontale	poches gingivales et des
4049216416608B	surfaces radiculaires lisses
Gratte-dents	Les instruments sont utilisés
4049216319088D	pour le nettoyage dentaire
	et les thérapies
	paradontales.
Détartreur manuel	Instrument permettant
4049216353207Z	d'éliminer le tartre et autres
	dépôts sur les surfaces
	dentaires et entre les dents.
Cavité auriculaire	Instrument utilisé pour
40492163591596	couper, gratter, cuiller et
10.102.10000.1000	retirer les tissus
	pathologiques lors d'une
	intervention chirurgicale
	dans ou sur l'oreille.
Evenius et eve	Utilisation dans le domaine
Excavateur,	
dentaire	dentaire. Séparation,
	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la
dentaire	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent
dentaire	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu
dentaire	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la
dentaire 40492163591596	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale.
dentaire 40492163591596 Famille de produits	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale.
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI)	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI)	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique.
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os.
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer)
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer)
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses parois par des mouvements
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M Lime endodontique 4049216318788V	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses parois par des mouvements de grattage.
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M Lime endodontique 4049216318788V	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses parois par des mouvements de grattage. Dissektor
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M Lime endodontique 4049216318788V Famille de produits (base UDI-DI)	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses parois par des mouvements de grattage. Dissektor Destination
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M Lime endodontique 4049216318788V Famille de produits (base UDI-DI) Dissecteur,	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses parois par des mouvements de grattage. Dissektor Destination Utilisation en chirurgie
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M Lime endodontique 4049216318788V Famille de produits (base UDI-DI) Dissecteur, général	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses parois par des mouvements de grattage. Dissektor Destination Utilisation en chirurgie générale ou plastique.
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M Lime endodontique 4049216318788V Famille de produits (base UDI-DI) Dissecteur,	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses parois par des mouvements de grattage. Dissektor Destination Utilisation en chirurgie générale ou plastique. Séparation des structures
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M Lime endodontique 4049216318788V Famille de produits (base UDI-DI) Dissecteur, général	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses parois par des mouvements de grattage. Dissektor Destination Utilisation en chirurgie générale ou plastique. Séparation des structures corporelles les unes des
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M Lime endodontique 4049216318788V Famille de produits (base UDI-DI) Dissecteur, général 4049216112906X	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses parois par des mouvements de grattage. Dissektor Destination Utilisation en chirurgie générale ou plastique. Séparation des structures corporelles les unes des autres.
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216318788V Famille de produits (base UDI-DI) Dissecteur, général 4049216112906X Couteau à	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses parois par des mouvements de grattage. Dissektor Destination Utilisation en chirurgie générale ou plastique. Séparation des structures corporelles les unes des autres. Instrument, généralement
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216350137M Lime endodontique 4049216318788V Famille de produits (base UDI-DI) Dissecteur, général 4049216112906X Couteau à amygdales	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses parois par des mouvements de grattage. Dissektor Destination Utilisation en chirurgie générale ou plastique. Séparation des structures corporelles les unes des autres. Instrument, généralement en forme de cuillère ou
dentaire 40492163591596 Famille de produits (base UDI-DI) Râpe à nez 4049216352968V Râpe à os 40492163555996 Lime parodontale 4049216318788V Famille de produits (base UDI-DI) Dissecteur, général 4049216112906X Couteau à	dentaire. Séparation, grattage et élimination de la dentine cariée d'une dent morte ou de tout autre tissu osseux pathologique de la cavité buccale. Râpe Destination Enlèvement ou profilage de cartilages ou d'os en ORL ou en chirurgie plastique. Utilisation en orthopédie pour gratter ou lisser les os. Instrument dentaire avec des lames à arêtes fines de différentes formes à l'extrémité distale de travail pour couper et lisser (limer) pendant un traitement parodontal. Instrument dentaire permettant d'élargir le canal radiculaire et de lisser ses parois par des mouvements de grattage. Dissektor Destination Utilisation en chirurgie générale ou plastique. Séparation des structures corporelles les unes des autres. Instrument, généralement

lors d'une intervention ORI Contre-indications

Les instruments doivent être utilisés exclusivement pour l'usage auquel ils sont destinés, par un personnel dûment formé et qualifié. Ils ne sont pas destinés à être utilisés sur le cœur ni sur le système circulatoire et nerveux central.

dissection des amygdales

Les produits ne sont pas conçus pour être connectés à des dispositifs médicaux actifs. Il existe un risque de blessure pour les patients et les utilisateurs, en cas d'utilisation simultanée d'appareils HF, RF ou laser.

Les produits sont contre-indiqués pour toute autre utilisation que les techniques mentionnées dans la ou les destinations/indications.

Contre-indications spécifiques au produit Curette intra-utérine

- En cas d'infection aiguë ou chronique du col de l'utérus
- En cas de maladie inflammatoire pelvienne (PID) ou après une telle maladie

5 Effets secondaires indésirables / Complications / Risques

⚠ Généralités :

- Le contact avec l'instrument peut provoquer des réactions d'hypersensibilité chez un patient qui ne supporte pas l'acier inoxydable. En cas de réaction de ce type, l'intervention doit être immédiatement interrompue et les mesures nécessaires doivent être prises.
- Rupture des instruments
- Blessure de vaisseaux, tissus, nerfs
- Infections
- Perforation de tissus, de vaisseaux et de cavités
- Hémorragie secondaire
- Nécroses
- Thromboses

$\hat{\Delta}$ Complications / effets secondaires / risques liés au traitement

Généralités :

- Blessures des vaisseaux et des tissus environnants
- Blessure des nerfs

⚠ Complications / effets secondaires / risques liés au produit

Aucune autre complication / effet secondaire potentiel n'a été identifié au cours de la surveillance du marché.

6 Précautions et avertissements

\triangle Attention!

Les instruments sont conçus uniquement pour un usage chirurgical et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. Une manipulation et un entretien inappropriés ainsi qu'une utilisation non conforme peuvent entraîner une usure prématurée des instruments.

Les dispositifs médicaux ne doivent en aucun cas être utilisés si l'utilisateur ou le personnel spécialisé a connaissance d'une incompatibilité du patient avec le matériel.

⚠ Déficience fonctionnelle

Les instruments chirurgicaux se corrodent et leur fonctionnement est altéré lorsqu'ils sont en contact avec des substances agressives. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de suivre les instructions de traitement et de stérilisation.

△Conditions d'opération

Pour garantir un fonctionnement sûr des produits mentionnés précédemment, il est indispensable de les entretenir correctement. En outre, un contrôle fonctionnel ou visuel doit être effectué avant chaque utilisation. Pour cette raison, nous vous renvoyons aux sections correspondantes de ce mode d'emploi.

Si les instruments sont réassemblés après le démontage, les pièces détachées ne doivent pas être remplacées par des pièces d'autres fabricants ! Si, en raison de l'utilisation prévue du produit, des

Mode d'emploi

Instruments de grattage, de desserrage





pièces sont interchangeables (par ex. différentes utilisations), aucune pièce d'un autre fabricant ne doit être utilisée! Nous recommandons également d'acheter les autres accessoires (par exemple les produits d'entretien) chez CM Instrumente GmbH.

⚠Stockage

Il n'y a pas d'exigences spécifiques pour le stockage des produits. Nous recommandons néanmoins de stocker les dispositifs médicaux dans un environnement propre et sec.

En ce qui concerne le retraitement des dispositifs médicaux utilisés sur des personnes atteintes ou suspectées d'être atteintes de la maladie de Creutzfeldt-Jacob (MCJ) ou de sa variante (vMCJ), les exigences mentionnées dans l'annexe correspondante de la directive relative à l'hygiène hospitalière et à la prévention des infections et dans les publications du Bundesgesundheitsblatt doivent être respectées. Les dispositifs médicaux utilisés sur ce groupe de patients doivent être éliminés sans risque par incinération (Catalogue européen des déchets CED 18 01 03). La chaleur sèche, l'éthanol, le formaldéhyde et le glutaraldéhyde ont un effet fixateur, mais pas inactivant sur les agents des EST. Parmi les procédés de stérilisation disponibles, seule la stérilisation à la vapeur (notamment 134° C, 18 min) a démontré une efficacité limitée.

⚠Instruments pointus / tranchants

Il convient d'être prudent lors de la manipulation d'instruments présentant des parties pointues ou des bords tranchants.

7 Produits combinés & accessoires

Les produits ne sont pas appliqués avec d'autres produits et sont proposés sans accessoires.

8 Responsabilité et garantie

CM Instrumente GmbH, en tant que fabricant, n'est pas responsable des dommages consécutifs à une utilisation ou une manipulation non conforme. Cela s'applique en particulier à une utilisation non conforme à la destination définie ou au non-respect des instructions de préparation et de stérilisation. Cela s'applique également aux réparations ou modifications du produit effectuées par un personnel non autorisé du fabricant. Ces exclusions de responsabilité s'appliquent également aux prestations de garantie.

9 Stérilité

≜État de livraison

Les dispositifs médicaux sont livrés à l'état non stérile et doivent être préparés et stérilisés par l'utilisateur avant la première utilisation ainsi qu'à chaque utilisation ultérieure, conformément aux instructions suivantes.

10 Préparation

⚠ Avertissements

- Un retraitement fréquent nuit à la qualité des produits.
- L'eau de ville à utiliser doit être conforme à la DIRECTIVE 98/83/CE DU CONSEIL du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
- Les présentes instructions de retraitement indiquent les produits de nettoyage et de désinfection utilisés pour la validation. En cas d'utilisation d'un détergent et d'un désinfectant alternatifs (listés par le RKI ou le VAH), la responsabilité incombe au préparateur.
- Remonter les produits démontés avant la stérilisation.
- Le retraitement ne peut être effectué que par du personnel médical qualifié. Le traitement en machine doit être qualifié et validé chez l'utilisateur. Les laveurs-désinfecteurs

doivent satisfaire pleinement aux exigences de la norme DIN EN ISO 15883.

Les premières étapes d'un traitement correct commencent déjà dans la salle d'opération. Les salissures grossières et les résidus doivent, si possible, être éliminés avant de déposer les instruments. Pour ce faire, les instruments doivent être rincés à l'eau froide du robinet (< 40°C). Si cette opération ne suffit pas à éliminer les salissures évidentes, une brosse en plastique souple peut être utilisée pour éliminer les salissures. Dans la mesure du possible, il convient de privilégier l'élimination à sec, car dans le cas de l'élimination humide, le séjour prolongé des dispositifs médicaux dans des solutions peut entraîner des dommages matériels (p. ex. corrosion). Il faut éviter que les résidus ne sèchent ! Les longs délais d'attente avant le retraitement, par exemple pendant la nuit ou le week-end, sont à éviter pour les deux types d'élimination (<60 minutes).

⚠ Transport

Les produits doivent être éliminés immédiatement (<60 min) après l'application, si possible à l'état sec. Cela signifie que les produits doivent être transportés dans un conteneur fermé du lieu d'application au lieu de traitement, de sorte qu'il n'y ait pas de séchage des produits.

Préparation à la décontamination

Les produits doivent, dans la mesure du possible, être démontés avant les étapes de traitement suivantes ou être acheminés <u>ouverts</u> vers les étapes de traitement ultérieures. Il convient d'éviter les ombres de rinçage. Les produits doivent être préparés dans des paniers à tamis ou des bacs de rinçage appropriés (choisir la taille en fonction du produit). Les produits doivent être fixés dans le panier de nettoyage avec un écart minimum entre eux. Un chevauchement entre eux doit être évité afin d'exclure tout endommagement des produits par le processus de nettoyage.

Pré-nettoyage

- 1. pré-nettoyer complètement les produits sous l'eau froide (eau de ville de qualité potable <40°C) à l'aide d'une brosse douce.
- rincer les cavités et les endroits difficiles d'accès, les fentes et les fissures de l'instrument à l'aide d'un pistolet à eau sous pression pendant 60 secondes avec de l'eau froide (eau de ville de qualité potable <40°C)
- qualité potable <40°C).
 3. tremper les produits dans un détergent alcalin (0,5 % Neodisher Mediclean forte) dans un bain à ultrasons à 35 kHz pendant 5 min.
- 4. rincer les produits sous l'eau froide (eau de ville de qualité potable <40°C) pendant 15 sec. 5. rincer les cavités et les endroits difficiles d'accès, les fentes et les fissures de l'instrument à l'aide d'un pistolet à eau sous pression pendant 30 secondes avec de l'eau froide (eau de ville de qualité potable <40°C).

Préparation

Préparation automatique

(Miele Disinfector G7835 CD selon ISO 15883):

- 1 minute de pré-nettoyage
- Évacuation de l'eau
- 4 minutes de pré-nettoyage
- Évacuation de l'eau
- 6 minutes de nettoyage avec un détergent alcalin (0,5 % Neodisher Mediclean forte) à 58°C +/- 1°C
- Évacuation de l'eau
- 3 minutes de neutralisation (0,1 % NeodisherZ) avec de l'eau froide
- Évacuation de l'eau
- 2 minutes Nettoyage à l'eau déminéralisée froide.

Désinfection automatique

Désinfection thermique automatique dans un laveur-désinfecteur, en tenant compte des

exigences nationales concernant la valeur A₀ ; par ex. valeur A₀ >3000 : Avec 5 minutes à >95°C

Séchage automatique

Séchage automatique selon le processus de séchage automatique du laveur-désinfecteur pendant 30 minutes à 92°C +/- 2°C.

11 Stérilisation

(Autoclave de type B de Tuttmauer selon la norme DIN EN 13060)

Stérilisation des produits à l'aide d'un procédé fractionné sous vide (selon DIN EN ISO 17665-1/DIN EN 285) en tenant compte des exigences nationales respectives. La stérilisation des produits doit être effectuée dans un emballage de stérilisation approprié conformément aux normes DIN EN ISO 11607-1 et EN 868.

La stérilisation doit être effectuée par un procédé pré-vide fractionné, avec les paramètres suivants :

- 134°C
- 5 minutes d'arrêt
- 3 cycles de pré-vide
- Séchage sous vide pendant au moins 20 minutes

Le mode d'emploi du fabricant de l'autoclave et les directives recommandées pour la charge maximale d'articles à stériliser doivent être respectés. L'autoclave doit être installé, entretenu, validé et calibré conformément aux instructions.

⚠ Informations complémentaires

Il incombe au préparateur de s'assurer que le traitement effectivement réalisé avec l'équipement, les matériaux et le personnel utilisés dans l'établissement de traitement permet d'obtenir les résultats souhaités. Pour ce faire, il est généralement nécessaire de procéder à une validation et à un contrôle de routine du processus et de l'équipement utilisé.

12 Maintenance-contrôle-examen

Refroidissement des instruments à température ambiante !

Contrôle visuel (avant l'assemblage) :

Contrôle de la surface des instruments ou des composants individuels avant l'assemblage. Il faut surtout veiller à contrôler les articulations (partie finale), les profils, les stries et autres structures difficiles d'accès:

 Y a-t-il encore des salissures résiduelles ou des résidus ?

Si oui, nettoyage manuel ultérieur et nouveau nettoyage et désinfection mécaniques complets.

- Des traces de corrosion (rouille, piqûres de corrosion) sont-elles visibles ?
- La surface est-elle endommagée par des fissures (y compris des fissures capillaires) ou par d'autres signes d'usure ?
- Les inscriptions sur l'instrument ne sont-elles plus lisibles ?

Si c'est le cas, l'instrument en question doit être identifié et immédiatement mis au rebut et remplacé.

Assemblage et entretien

- Remonter les instruments démontés en respectant leur fonction.
- Les parties mobiles, telles que les articulations, les filetages et les surfaces de glissement, doivent être traitées avec une huile pour instruments appropriée et agréée médicalement (produit d'entretien stérilisable à la vapeur à base de paraffine/d'huile blanche, biocompatible selon la norme européenne). norme UE).
- Répartir l'huile dans l'articulation en l'ouvrant et en la fermant plusieurs fois, enlever l'excédent de produit d'entretien avec un chiffon propre et non pelucheux.

Mode d'emploi

Instruments de grattage, de desserrage





Ne pas utiliser d'huile minérale ou de lubrifiant à base de silicone! Ne pas immerger complètement les instruments dans le produit d'entretien!

Test de fonctionnement

Lors du contrôle du fonctionnement, faire particulièrement attention aux aspects suivants et aux éventuels dysfonctionnements :

- Pas de dommages tels que des pointes cassées, des pièces tordues ou desserrées (vis)
- Fermeture impeccable des mâchoires
- Fonctionnement correct et sûr des crans et des verrous
- Mobilité légère et régulière des poignées, démarche avec le moins de jeu possible
- Une fonction de coupe irréprochable pour les ciseaux
- Pression de reprise et de ressort en ordre (poinçonnage, pinces à gouge, etc.)
- Continuité des lumens
- Pas d'autres signes d'usure, par exemple sur les joints, les isolations ou les revêtements

Si des défauts sont constatés lors du contrôle du fonctionnement, les instruments doivent être marqués et absolument exclus de toute utilisation ultérieure.

13 Durée de vie des produits

La durée d'utilisation des produits résulte de leur fonction, d'un traitement soigneux, conformément aux présentes instructions, et d'un maniement soigneux lors de la manipulation des instruments. Il n'est donc pas possible de fixer de manière générale une limite au nombre de cycles de retraitement. Néanmoins, 100 cycles de retraitement ont été simulés, sans que la fonctionnalité, la biocompatibilité et l'identification des dispositis ne soient affectées. L'utilisateur reconnaît la fin du cycle d'utilisation aux éventuels défauts et caractéristiques limitatives des produits indiqués sous Maintenance, contrôle et vérification.

14 Service et réparation

N'effectuez pas vous-même de réparations ou de modifications sur le produit . Seul le personnel autorisé du fabricant est responsable et prévu à cet effet. Si vous avez des plaintes, des réclamations ou des remarques concernant nos produits, nous vous prions de prendre contact avec nous.

Les produits défectueux ou non conformes doivent avoir subi l'ensemble du processus de reconditionnement avant d'être renvoyés pour réparation/service.

15 Emballage, stockage et élimination

L'instrument est placé dans un emballage adapté au produit concerné et conforme aux normes ou dans des plateaux de stérilisation conformes aux normes DIN EN ISO 11607-1 et EN 868, puis fermé.

Conserver les produits stériles dans un environnement sec, propre et exempt de poussière, à l'abri de tout dommage et à des températures modérées.

Les dispositifs médicaux du fabricant doivent être stockés et conservés dans des emballages individuels, des boîtes ou des conteneurs de protection. Veuillez manipuler les instruments avec le plus grand soin pendant le transport, le stockage et le traitement. Le maintien de l'état stérile après le processus de stérilisation doit être assuré par l'utilisateur ou par le personnel spécialisé prévu à cet effet.

L'élimination des produits, du matériel d'emballage et des accessoires doit être effectuée conformément aux prescriptions et aux lois nationales en vigueur. Le fabricant ne donne pas d'instructions spécifiques à ce sujet.

16 Obligations de déclaration

Les défauts de produits qui sont apparus lors d'une utilisation correcte de nos produits doivent être signalés directement à nous en tant que fabricant ou au revendeur spécialisé qui vous suit.

Les défauts au cours desquels des patients, des utilisateurs ou des tiers ont subi des dommages à cause des produits (appelés événements à notifier) doivent être immédiatement signalés au fabricant et, le cas échéant, à votre autorité compétente et compétente. Cette notification des incidents doit être effectuée immédiatement après leur survenue afin de respecter les délais de notification importants.

Les produits concernés doivent être mis au rebut, reconditionnés et envoyés au fabricant pour examen. Votre revendeur spécialisé peut vous aider dans cette démarche.

Après réception de votre notification, nous vous informerons dans un délai raisonnable des autres mesures nécessaires.

17 Informations complémentaires

Si les produits chimiques et les machines décrits ici ne sont pas disponibles et que le processus de retraitement ne peut pas être réalisé comme décrit, il incombe à l'utilisateur de valider son processus en conséquence.

Plus d'informations sur le retraitement des dispositifs médicaux :

- Internet : http://www.rki.de
- Internet : http://www.a-k-i.org
- Exigences en matière d'hygiène lors du retraitement des dispositifs médicaux Recommandation de la Commission pour l'hygiène hospitalière et la prévention des infections auprès de l'Institut Robert Koch (RKI) et de l'Institut fédéral pour les médicaments et les dispositifs médicaux (BfArM) concernant les "Exigences en matière d'hygiène lors du retraitement des dispositifs médicaux".
- DIN 96298-4 Contrôle de fonctionnement dans le processus de préparation

18 Documents associés

Vous trouverez des indications sur le démontage correct des produits mentionnés sur notre site Internet, www.cm-instrumente.de/ifu

Instructions de démontage des instruments

19 Description des symboles utilisés

\triangle	Attention !
[]i	Respecter le mode d'emploi
REF	Numéro d'article
LOT	Désignation du lot
€	Marque CE, le cas échéant m Numéro d'identification de l'organisme notifié.
STEELE	Indication pour produit non stérile
***	Nom et adresse du fabricant
~ <u></u>	Date de fabrication
MD	Dispositif médical

UDI	Unique Device Identification, code d'identification d'un produit
SRN	Numéro d'enregistrement du fabricant dans la base de données EUDAMED