


Maßstab 1:1

DeBakey Verzahnung
Teilung 0,5 x 1,5 mm

Fig.	Menge	Art.Nummer	Beschreibung	Werkstoff	Oberfläche
1	1	BD-720-25-001	Organfasszange 25cm, Maulteil	1.4021	mattiert
2	1	BD-720-25-002	Organfasszange 25cm, Maulteil	1.4021	mattiert
3	1	BD-720-25-003	Organfasszange 25cm	1.4021	mattiert

Keine scharfe Kanten

1	Zeichnung mit Stückliste und Härteangaben ergänzt		1	10.05.2022	Y.Zaid
Ä.-Ind.	Änderung		Ä.-Nr.	Datum	Name
	Maßstab:	-	Werkstoff:	s. Stückliste	
	Vers.Nr.:	1	Härte:	46 +/- 4 HRC	
	Datum	Name	Artikel Nr.:	BD-720-25	
Bearb.:	10.05.2022	Y.Zaid	Art.-Bezeichnung:	Organfasszange mittel - 25 cm	
Gepr.:	10.05.2022	S.Rodrigez			
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritten auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden. Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.			Bezeichnung:	Fertigungszeichnung	A4
			Zeichnungs-NR.:	BD-720-25	1-1